



# Cucito & Riposo SRL

## Cucito & Riposo SRL

Cucito e Riposo s.r.l.

Sede Legale: Via Montegrappa, 282  
59100 Prato (PO)  
P.IVAe Cod.Fisc. 02286040973  
Sede Operativa: Via Croce Rossa, 5/r  
51037 Montale (PT)  
Tel +39 0573 55108  
Fax +39 0573 557402  
info@maisonbanchi.com

### CE – Dichiarazione di conformità

### CE – Declaration of Conformity

Prodotto/ <i>Product details</i>		CE
Prodotto / <i>product name</i>	CUSCINO MEMOELAST ANTIDECUBITO CUSCINO WATER SOIA	
Identificazione / <i>type</i>	GWS-YXXX  (SEGUE SECONDA PAGINA)  Le variabili XXX indicano il tipo di fodera usato Le dimensioni sono le stesse per tutti i guanciali	
Destinazione d'uso / <i>intended use</i>	cuscino antidecubito	
Classificazione 93/42/CEE, Allegato IX <i>Classification according to RL93/42/EEC, annex IX</i>	Classe I, per la regola 1 / <i>class I per rule 1</i>	
Altre classificazioni / <i>other classing</i>	N.A.	
Ente notificato / <i>Notified body</i>	N.A.	
Numero certificato / <i>certificate number</i>	N.A.	
Procedura di certificazioni in accordo con 93/42/CEE / <i>Procedure according to RL93/42/EEC</i>	Allegato VII / <i>Annex VII</i>	
Numero di registrazione / <i>NSIS number</i>	1109626	
Codice GMDN / <i>GMDN code</i>		
Codice CND / <i>CND code</i>	Y033303	
Norme armonizzate / <i>Harmonized standards</i>	EN 14971	
Altre norme applicate / <i>Other standards</i>	altre	

Il fabbricante dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto descritto sopra è in accordo con la direttiva 93/42/CEE e successive modificazioni

*We declare under sole responsibility that the products described above are in compliance with directive 93/42/EEC*

Montale (PT), 04/03/2014

CUCITO & RIPOSO srl  
Rappresentante legale  
Silvia BANCHI



# Cucito & Riposo SRL

## Cucito & Riposo SRL

Cucito e Riposo s.r.l.

Sede Legale: Via Montegrappa, 282  
59100 Prato (PO)  
P.IVAe Cod.Fisc. 02286040973  
Sede Operativa: Via Croce Rossa, 5/r  
51037 Montale (PT)  
Tel +39 0573 55108  
Fax +39 0573 557402  
info@maisonbanchi.com

Lista delle Varianti previste

### GUANCIALE IN MEMOELAST

#### **GWSxxx-xxx-xxx**

GWS= tipo di guanciale memoelast

GWS005-xxx-xxx	strato di memoelast da h cm 5 Viscoelastico a lenta memoria
GWS012-xxx-xxx	strato di memoelast da h cm 12 Viscoelastico a lenta memoria
GWS015-xxx-xxx	strato di memoelast da h cm 15 Viscoelastico a lenta memoria
GWS05s-xxx-xxx	strato di memoelast da h cm 5 Viscoelastico alle essenze di soya a lenta memoria
GWS12s-xxx-xxx	strato di memoelast da h cm 12 Viscoelastico alle essenze di soya a lenta memoria
GWS15s-xxx-xxx	strato di memoelast da h cm 15 Viscoelastico alle essenze di soya a lenta memoria
GWS05a-xxx-xxx	strato di memoelast da h cm 5 Viscoelastico alle essenze di aloe a lenta memoria
GWS12a-xxx-xxx	strato di memoelast da h cm 12 Viscoelastico alle essenze di soya a lenta memoria
GWS15a-xxx-xxx	strato di memoelast da h cm 15 Viscoelastico alle essenze di soya a lenta memoria

Ulteriori codici indicano:

xxx-xxx indica la dimensione del guanciale che può essere da un valore minimo di 45x30 a un massimo di 150x50